

Суховоздушный термостат КПЗ ТВ-20 ПЗ-«К»

Термостаты-инкубаторы

Арт. ТВ-20



Ваша цена

Розница

29 016 руб.

Оптовая цена

28 272 руб.

В наличии

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

- Объём рабочей камеры, л: 20
- Диапазон температур, °С: Ткомн.+5...+70

Наличие регистрационного удостоверения

ФСР 2009/05335 от 15.06.2015

Описание

Суховоздушный термостат КПЗ ТВ-20 ПЗ-«К»

Воздушный термостат ТВ-20 ПЗ-«К» предназначен для обеспечения температурного режима термостатирования при проведении бактериологических и биохимических исследований.

Внутренняя камера выполнена из нержавеющей стали, легко чистится. В приборе предусмотрен контроль нагрева. Полная изолированность нагревательного модуля от внутреннего пространства камеры предотвращает пересушивание проб. Температура в рабочей камере контролируется цифровым индикатором. Наличие дополнительной стеклянной двери позволяет визуально наблюдать процессы, происходящие внутри камеры, не нарушая её герметичности.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора ФСР 2009/05335 от 15.06.2015.

Модель в стандартном исполнении оснащена полками в количестве 2 шт., максимальное допустимое число полок – 4 шт. Минимальный шаг расположения полок составляет 50 мм.

Гарантийный срок эксплуатации термостата – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Средний срок службы – 10 лет.

Преимущества

Преимущества суховоздушного термостата КПЗ ТВ-20 ПЗ-«К»

- Превосходные эксплуатационные характеристики, низкое энергопотребление.
- Полная изолированность нагревательного модуля от внутреннего пространства камеры предотвращает пересушивание проб (например, биологических образцов) вследствие испарения.
- Цифровая индикация текущей температуры в рабочей камере.
- Наличие дополнительной стеклянной двери позволяет визуально наблюдать процессы, происходящие внутри камеры, не нарушая её герметичности.
- Освещение внутри камеры.
- Надёжность в работе и конкурентная цена.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

| | |
|---|-----------------------------|
| Артикул | ТВ-20 |
| Бренд | Касимовский приборный завод |
| Страна бренда | Россия |
| Отрасли | Здравоохранение |
| Объём рабочей камеры, л | 20 |
| Размеры рабочей камеры, мм | 250×300×286 |
| Диапазон температур, °С | Ткомн.+5...+70 |
| Отклонение температуры от заданной, ±°С | 1 |
| Время нагрева, мин, не более | 120 |
| Количество полок | 2 |
| Размер полки, мм | 286×226 |
| Габариты, мм | 360×430×535 |
| Вес, кг | 21 |
| Электропитание, В | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | 300 |
| Страна производства | Россия |

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.