

Тележка KERNEL для компьютера

Кольпоскопы



Ваша цена

Розница

37 451 руб.

Оптовая цена

36 381 руб.

KERNEL 101 115

В наличии

Области применения:

- Здравоохранение

С учетом НДС 20 %

Наличие регистрационного удостоверения

Описание

Тележка KERNEL для компьютера

Тележка KERNEL предназначена для размещения компьютера и принтера рядом с видеокольпоскопом. Позволяет легко перемещать компьютер по кабинету.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

Kernel

Страна бренда

Китай

Отрасли

Здравоохранение

Страна производства

Китай

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.