

## Термостат для плазмолифтинга TAGLER HT-Плазма

Плазмолифтинг



**Ваша цена**

Розница  
**58 758 руб.**

Оптовая цена  
**56 408 руб.**



В наличии

НДС не облагается

**Наличие регистрационного удостоверения**

**РЗН 2019/9190 от 07.11.2019**

### Описание

#### Термостат для плазмолифтинга TAGLER HT-Плазма

Медицинский твердотельный термостат TAGLER HT-Плазма используется для длительной инкубации в различных диапазонах температур. Термостат оснащён нагревателем, жидкокристаллическим дисплеем, таймером и регулятором для установки заданной температуры.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора РЗН 2019/9190 от 07.11.2019.

Съёмную рабочую часть термостата (блок ТБ-1) можно мыть и, при необходимости, стерилизовать. Размеры блока ТБ-1: 96×46×50 мм, вес 440 г. Количество гнезд: в блоке помещается 6 пробирок по 2 мл или 4 пробирки по 5 мл.

Диапазон регулирования температуры:  $T_{комн.} + 5 \dots + 100$  °C (т.е. если в комнате 18 °C, то минимальная температура термостата составит 23 °C). Шаг установки температуры: 1 °C. Стабильность температуры при +87 °C:  $\pm 0,5$  °C, равномерность распределения температуры по блоку при +87 °C:  $\pm 0,5$  °C.

По желанию заказчика мы можем комплектовать термостат дополнительным рабочим блоком ТБ-2, что позволит не останавливать рабочий процесс, пока происходит стерилизация.

### Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	TAGLER
Страна бренда	Россия
Диапазон температур, °C	$T_{комн.} + 5 \dots + 100$
Отклонение температуры от заданной, ±°C	0,5
Время нагрева, мин, не более	15
Габариты, мм	276×205×110
Вес, кг	2

Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	200
Страна производства	Россия

**Дисклеймер:**

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.