

Тонометр внутриглазного давления (по Маклакову) НГМ2-ОФТ-П

Тонометры внутриглазного давления

Арт. Тонометр Маклакова



Ваша цена

Розница

7 156 руб.

Оптовая цена

6 921 руб.

**Сделано
в России**

В наличии

НДС не облагается

Наличие регистрационного удостоверения

ФСР 2012/13977 от 04.10.2022

Описание

Тонометр глазного давления НГМ2-«ОФТ-П»

Тонометр глазного давления НГМ2-«ОФТ-П» — это набор металлических грузиков для определения внутриглазного давления по Маклакову.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора ФСР 2012/13977 от 29.10.2012.

При помещении грузика на центр роговицы глаза роговица сплющивается, и диаметр площадки контакта торцевой поверхности грузика с роговицей глаза зависит от величины внутриглазного давления и массы грузика. Внутриглазное давление определяют с помощью измерительной линейки по диаметру отпечатка сплющивания роговицы. Величина отклонения действительного значения массы грузика от номинального значения влияет на точность определения внутриглазного давления.

Набор состоит из двух грузиков, массой по 10 г каждый, держателя и трёх измерительных линеек.

Грузики представляют собой цилиндры, оканчивающиеся гладкими пластинками из стекла. Держатель служит для удерживания грузика в момент исследования. Измерительная линейка, отпечатанная на фотоплёнке, предназначена для расшифровки данных исследования.

Габариты грузика: длина не более 35 мм, диаметр не более 12 мм.

Допускаемое отклонение действительного значения массы грузиков от номинального значения не более 1%.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	Тонометр Маклакова
Бренд	Сделано в России
Страна бренда	Россия
Тип прибора	ручной
Габариты, мм	160×70×40
Вес, кг	0.1

Страна производства

Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.