

Центрифуга мини-вортекс BioSan FV-2400

Медицинские центрифуги

Арт. BS-010201-AAA



Ваша цена

Розница

46 908 руб.

Оптовая цена

45 605 руб.



В наличии

С учетом НДС 20 %

- Тип центрифуги: с естественным охлаждением
- Размер центрифуги: настольная
- Макс. скорость вращения, об/мин: 2800
- Относительное центробежное ускорение (ОЦУ, RCF), g: 500

Товар участвует в акциях:

- Популярное

Наличие регистрационного удостоверения

Описание

Центрифуга мини-вортекс BioSan FV-2400

Центрифуга-вортекс «Микроспин» FV-2400 разработана специально для генно-инженерных исследований (для ПЦР-диагностики). Обеспечивает возможность одновременного перемешивания и сброса образцов, используя модули центрифугирования и перемешивания, выполненные единым блоком.

FV-2400 является центрифугой «открытого типа» (без крышки), что повышает скорость проведения операций центрифугирования и ресуспендирования.

В комплект входит два ротора: R-0.5/0.2M (подходит для центрифугирования 12 пробирок объемом 0,5 мл и 12 пробирок объемом 0,2 мл) и R-1.5M (для центрифугирования 12 пробирок объемом 1,5 или 2 мл).

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Артикул

BS-010201-AAA

Бренд

BIOSAN

Страна бренда

Латвия

Тип центрифуги

с естественным охлаждением

Размер центрифуги

настольная

Макс. скорость вращения, об/мин	2800
---------------------------------	------

Относительное центробежное ускорение (ОЦУ,

RCF), g	500
---------	-----

Габариты, мм	120×170×120
--------------	-------------

Вес, кг	1.4
---------	-----

Потребляемая мощность, Вт	1200
---------------------------	------

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.